

# Dagelijkse Taken Sterilisatieruimte

<i>Begin van de dag</i>	<i>Ma.</i>	<i>Di.</i>	<i>Wo.</i>	<i>Do.</i>	<i>Vr.</i>
Thermodesinfector laten draaien					
Autoclaaf laten draaien					
Ultrasonie app. laten draaien					
X-Cid app. laten draaien					
Ultrasonie app. 1 x p/w verschoneren					
Techniekwerk uitpakken en controleren					
Afdruklepels schoonmaken					

<i>Einde van de dag</i>	<i>Ma.</i>	<i>Di.</i>	<i>Wo.</i>	<i>Do.</i>	<i>Vr.</i>
Sterilisatie test uitgevoerd en geregistreerd					
Thermodesinfector uitruimen					
Autoclaaf uitruimen					
Ultrasonie app. boortjes er uithalen en in zakjes dan in autoclaaf					
X-Cid app. hand en hoekstukken eraf halen, oliën dan in autoclaaf					
Instrumentarium sorteren en naar behandelkamers terugbrengen					
Vuilniszakken vervangen					
Sterilisatieruimte schoonmaken en afsluiten					

LET OP: Elke handeling aftekenen met je paraaf.

**Kamer nummer:**

**Weeknummer:**